

# BIOTECH KÜNSTLICHES Total Knie System



**BIOTECH**

**“Bewegen ist Leben”**

## BIOTECH KÜNSTLICHES Total Knie System

Das BIOTECH KÜNSTLICHE KNIE ist für Patienten, die eine zusätzliche Stabilisierung durch unzureichend ligamentale Funktion benötigen und erfordert Schaftverlängerungen und Erweiterung, aufgrund unzureichender Knochenqualität.

Das BIOTECH KÜNSTLICHE KNIE verfügt über einen hoch stabilen, modularen Adapter, welcher für eine ausreichend stabile Verbindung zwischen Schienbein und Oberschenkel sorgt. Für Patienten, deren funktionelle Bänder im Falle von Instabilität der Knie nicht durch die üblichen Weichgewebe stabilisiert werden können.

Das BIOTECH KÜNSTLICH KNIE ist verfügbar als zementierte Variante.

### Künstliches Knie Femurkomponente CoCr DIN EN ISO 5832-4

#### Rechts

XXS*	055-1311-0558
XS	055-1311-1562
S	055-1311-2566
M	055-1311-3570
L	055-1311-4574
XL	055-1311-5578
XXL*	055-1311-6582

#### Links

XXS*	055-1312-0558
XS	055-1312-1562
S	055-1312-2566
M	055-1312-3570
L	055-1312-4574
XL	055-1312-5578
XXL*	055-1312-6582

### Künstliches Knie Fixierungs Schaft TiAl6V4 DIN EN ISO 5832-3

8mm	055-5410-0008
10mm	055-5410-0010
12mm	055-5410-0012
15mm	055-5410-0015
18mm	055-5410-0018
20mm	055-5410-0020
22mm	055-5410-0022
24mm	055-5410-0024

### Künstliches Knie Tibiaeinsätze UHMWPE DIN EN ISO 5834-2

XXS 8mm*	055-4500-0108
XXS 10mm*	055-4500-0110
XXS 12mm*	055-4500-0112
XXS 15mm*	055-4500-0115
XXS 18mm*	055-4500-0118
XXS 20mm*	055-4500-0120
XS 8mm	055-4500-1108
XS 10mm	055-4500-1110
XS 12mm	055-4500-1112
XS 15mm	055-4500-1115
XS 18mm	055-4500-1118
XS 20mm	055-4500-1120
S 8mm	055-4500-2108
S 10mm	055-4500-2110
S 12mm	055-4500-2112
S 15mm	055-4500-2115
S 18mm	055-4500-2118
S 20mm	055-4500-2120
M 8mm	055-4500-3108
M 10mm	055-4500-3110
M 12mm	055-4500-3112
M 15mm	055-4500-3115
M 18mm	055-4500-3118
M 20mm	055-4500-3120
L 8mm	055-4500-4108
L 10mm	055-4500-4110
L 12mm	055-4500-4112
L 15mm	055-4500-4115
L 18mm	055-4500-4118
L 20mm	055-4500-4120
XL 8mm	055-4500-5108
XL 10mm	055-4500-5110
XL 12mm	055-4500-5112
XL 15mm	055-4500-5115
XL 18mm	055-4500-5118
XL 20mm	055-4500-5120
XXL 8mm*	055-4500-6108
XXL 10mm*	055-4500-6110
XXL 12mm*	055-4500-6112
XXL 15mm*	055-4500-6115
XXL 18mm*	055-4500-6118
XXL 20mm*	055-4500-6120

### Künstliches Knie Modulares Tibiaplateau TiAl6V4 DIN EN ISO 5832-3

XXS*	055-3410-0000
XS	055-3410-1000
S	055-3410-2000
M	055-3410-3000
L	055-3410-4000
XL	055-3410-5000
XXL*	055-3410-6000



\*optional

# “Bewegen ist Leben“



## BIOTECH

BIOTECH GmbH  
Unter den Eichen 5  
Gebäude F, Officio II, 3. OG  
D - 65195 Wiesbaden  
Telefon: 0611 - 890 631 43  
Fax: 0611 - 890 631 45  
Email: office-de@biotech-medical.com

[www.biotech-medical.com](http://www.biotech-medical.com)

Ref: PROSP-53  
Edition 10-Z01  
CE 1011

Distributor:

